



CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

Consorci Hospitalari de Vic Cartera de Serveis Assistencials, Serveis de Diagnòstic i Tractament

CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

CARTERA DE SERVEIS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

Institució:	HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC	
Línia de servei:	Serveis diagnòstics	
Unitats proveïdores:	Servei d'Anatomia Patològica Dra. Maria Alejo - 93.702.77.15	HOSPITALS / CENTRES DE REFERÈNCIA ALTRES PROVEIDORS PROVES COMPLEMENTÀRIES REFERÈNCIA

Línia de producte	ESTUDIS CITOLÒGICS	Sistema de recollida i fixació
Tipus de Producte	Citologia General	
Tipus de mostra	Estudi de tot tipus de líquids i secrecions orgàniques	<p>Orina: primera orina del matí llençada. Es recull la mostra de la segona micció del matí. Rentat dels genitals amb sabó antisèptic eixugant amb gases estèrils Recollir mostra d'orina durant 3 dies consecutius</p> <p>Esput: recollida de mostra a primera hora del matí (s'obté dels exsudats de la nit). Pacient en dejú. Neteja de boca amb antisèptic no pasta de dents. Fer tossir profundament. Recollir esput durant 3 dies consecutius</p> <p>Líquids orgànics: Obtenció de mostra amb tècnica estèril</p> <p>Fixació (orina, esput i líquids orgànics): Pot net de boca ampla amb 1/3 de fixador de citologia. Cas de l'esput també es pot utilitzar alcohol de 50°</p> <p>Tzanck: extensió sobre el porta i fixar-la immediatament amb esprai fixador</p>
	Citologia Ginecològica	
Tipus de mostra	Vulvar Vaginal Cervicovaginal Endocervical Endometri	<p>Recollir la mostra amb raspallet o espàtula</p> <p>Fixació: Fer l'extensió sobre el porta i fixar-la immediatament amb esprai fixador</p>
	Citologia per punció aspiració (PAAF)	
Tipus de mostra	Tot tipus d'òrgans i parts toves	Fixació: Introduir el material en un pot net amb 1/3 part de Fixador de citologia

Tipus de tècnica (citologies i biòpsies)
Tècniques d'histoquímica
Tècniques d'immunohistoquímica
Marcadors de diagnòstic
Marcadors de pronòstic
Marcadors de predictius
Tècniques de Biologia Molecular
Determinació del virus del papil·loma humà (VPH) per la tècnica del HC2 (Hybrid capture 2 / PCR)
Amplificació gen Her2 (tècnica SISH) tècnica sobre bloc de parafina

Línia de producte	ESTUDIS HISTOLÒGICS	Sistema de recollida i fixació
Tipus de Producte	Biòpsia	Pots pre-omplerts de formol de 20 i 60 ml
	Peça quirúrgica	Pots grans amb formol (volum com a mínim 10 vegades superior a la peça)
	Biòpsia intraoperatòria Biòpsia ganglionar (estudi hematopatològic / microbiològic) Estudi de gangli sentinella (mama)	Enviar en fresc
Línia de producte	AUTÒPSIES CLÍNiques	
		Procediment de sol·licitud 1- Document d'autorització d'autòpsia clínica 2- Certificat de mort certa 3- Document de sol·licitud d'autòpsia clínica

- Horari de recepció de mostres: de dilluns a divendres de 8 a 15 h (ext. 1070)
- Casos urgents: especificar-ho en el full de sol·licitud.
- Biòpsies que es deriven a un centre de referència: biòpsies renals i de pell per estudi d'immunofluorescència, biòpsies musculars per estudi de miopaties, consultes i estudis de biologia molecular per hematopatologia.
- Tramitació de sol·licituds per estudis de microscòpia electrònica o biologia molecular o mutacionals.